

# GESTIONE DEI FARMACI



## CARATTERISTICHE UNICHE

- Configurazione a multipli livelli
- Maniglia ripiegabile ergonomica
- Fino a 3 livelli in versione portatile e fino a 15 livelli in versione statica.
- Costruzione in plastica leggera (ABS) per facilitarne il trasporto.



## SICUREZZA

Diverse opzioni di chiusura:  
Serratura a chiave, con sigillo,  
con codice meccanico o codice  
elettronico

## DIN 55 510 / ISO3394 / HTM71

Le dimensioni della cassettera modulare per medicinali di Tonon sono 600 x 400mm, in modo tale che possa essere utilizzata in qualsiasi tipo di carrello o armadio concepito per alloggiare sistemi modulari ISO 3394.

La cassettera modulare per medicinali di Tonon può essere inserita all'interno di un pannello scorrevole di un carrello o un armadio ISO 3394 da entrambi i lati: dal lato da 600 mm per la distribuzione delle terapie, dal lato da 400mm per applicazioni con il carrello di trasferimento



## FLESSIBILITA'

2 Diversi inserimenti:

- dal lato da 600mm per la distribuzione delle terapie
- dal lato da 400mm per applicazioni con il carrello di trasferimento

I cassetti per piccoli o grandi medicinali sono intercambiabili

## DIMENSIONI STANDARD PER TUTTI I SISTEMI MODULARI DI STOCCAGGIO

- Compatibile con ISO-3394
- 600 x 400 mm



# CASSETTIERA PER FARMACI

## ESEMPIO DI UNA CATENA LOGISTICA CON L'UTILIZZO DI UNA CASSETTIERA MODULARE PER MEDICINALI



La cassettera modulare per medicinali trova il suo perfetto utilizzo nel processo di distribuzione delle terapie

← Le cassette utilizzate verranno rimandate alla farmacia centrale

Le cassette appena caricate vengono distribuite dalla farmacia centrale ai reparti dove verranno sostituite a quelle vuote



### SERRATURA CON CODICE ELETTRONICO

Dopo aver programmato il codice master, si può facilmente programmare il codice utente



### SERRATURA A CHIAVE

1 set di 2 chiavi viene fornito per ogni cassettera



### SERRATURA CON SIGILLO

In combinazione con un sigillo per avere un controllo visivo della serratura

### INFORMAZIONE

**Pulizia**  
Le cassette, i cassetti dei medicinali e le serrature possono essere pulite a mano con detergenti PH neutri

**Consegna**  
Le chiavi sono sempre fornite in set da due